

Mode d'emploi Pèse-bébé BABYCOMED

REFERENCE N° : 45 730 55

Description du produit :

1. Écran LCD
2. Capteurs de haute qualité de pesage
3. Protection contre les vibrations
4. Mesure de la taille
5. Lecteur de musique intégré

Caractéristiques techniques :

1. Capacité maximale : 20kg
2. Précision : 5g
3. Poids minimum : 100g
4. Changement d'unité : kg/lb
5. Plage de tare : <10kg
6. Indication de batterie faible : « Lo » à l'écran, puis mise hors tension automatique
7. Indication de surcharge : « o-Ld » à l'écran lorsque le poids du bébé dépasse 20,10 kg
8. Indication de dépassement du zéro : lorsque vous allumez la balance, si elle n'est pas dans une position stable, la fonction de mise à zéro ne fonctionnera pas, l'écran affichera « UnST »
9. Tension d'alimentation : 6V, avec 4 piles AA
12. Mise hors tension automatique : si la balance n'est pas utilisée pendant plus de 60 secondes, elle s'éteindra automatiquement
13. Touches de fonction : 3 touches, ON/OFF/TARE, UNIT, SET
14. Affichage rétroéclairé : bleu

Fonctions des touches :

1. Touche ON/OFF/TARE

- 1) A l'arrêt : appuyez sur cette touche pour allumer la balance
- 2) Balance sous tension : appuyez sur cette touche pour tarer
- 3) Balance sous tension : maintenez la touche enfoncée pour mettre hors tension

2. Touche UNIT

En mode pesée, vous pouvez maintenir cette touche 3 secondes pour changer l'unité

3. Touche SET

En mode pesée, appuyez sur la touche SET pour vérifier la valeur de votre dernière pesée, 3 secondes plus tard, le mode pesée revient, continuez à appuyer sur cette touche pour vérifier l'historique des 10 dernières pesées P0-P9

Fonctions d'utilisation spécifique :

1. Situation tare-arrêt :

- 1) Mettez un objet de moins de 10 kg comme une couverture, appuyez sur la touche ON pour démarrer, une fois le zéro affiché, enlevez la couverture, un nombre négatif apparaîtra sur l'écran LCD, appuyez sur la touche TARE pour l'effacer.
- 2) Appuyez sur la touche ON pour démarrer, après l'affichage du zéro, vous pouvez poser quelque chose comme une couverture, l'écran LCD affichera le poids de cette couverture. Lorsque les chiffres restent stables, appuyez de nouveau sur cette touche pour remettre à zéro, enlevez l'objet de la balance, puis un nombre négatif s'affichera, en appuyant une troisième fois sur la touche, le zéro réapparaît.

2. Fonction de pesée :

Mettez la balance sur un support dur horizontal ou une table, allumez la balance, lorsque le zéro s'affiche, vous pouvez positionner le bébé au centre de la balance, après le blocage du nombre, vous entendrez de la musique.

3. Toise :

Il s'agit de l'objet en plastique avec une bande flexible de 150 cm sur le côté droit de la balance ; vous pouvez utiliser cette bande pour mesurer la taille de votre bébé. Après l'avoir utilisé, appuyez sur le bouton en plastique pour ranger le ruban.

4. Musique

Musique ON : en situation stable, allumez la balance, puis pesez, après le blocage du nombre, vous entendrez de la musique. Appuyez sur la touche centrale une fois pour passer à la mélodie suivante. Vous avez le choix entre 20 mélodies.

Musique OFF : lorsque la balance est éteinte, maintenez la touche SET (la 3^e touche), et ensuite maintenez la touche ON/OFF enfoncée une fois. Vous verrez « On » à l'écran, puis appuyez sur la touche UNIT (la 2^e touche), l'écran indiquera « Off », ce qui signifie que vous avez désactivé le lecteur de musique.

Utilisation simple et facile :

1. Ouvrez le couvercle et placez les piles
2. Mettez la balance sur un support horizontal et dur ou une table stable, placez une couverture dessus (ne laissez pas la couverture toucher le sol, car cela affectera la pesée)
3. Appuyez sur la touche ON pour démarrer, attendre l'affichage du zéro
4. Placez votre bébé sur la balance
5. Une fois que les nombres ont été verrouillés et que la musique commence, vous pouvez prendre le bébé
6. En cas d'inutilisation pendant 60 secondes, elle s'éteindra automatiquement

Attention :

1. Mettez le bébé au centre de la balance pour peser avec précision.
2. En cas d'anomalie, sortir les piles, attendre environ 10 minutes puis recommencer
3. Quand Lo apparaît au démarrage, n'oubliez pas de changer les piles (des piles alcalines sont les mieux adaptées à la balance)
4. Gardez la balance propre ; ne pas utiliser de produits corrosifs pour la nettoyer
5. Ne pas placer d'objets 1,5 fois plus lourds que sa capacité et la garder sur un support horizontal, éviter tout choc.
6. Si la balance n'est pas utilisée fréquemment, retirer les piles.



Parc des Forges - 8 rue Louise Michel - F-67200 STRASBOURG - France